

Max™

更多听觉
更多享受



unitron™ Hearing matters

邂逅 Max



以实际尺寸展示的 Super Power mini

Max™ 是 Super Power（超强功率）助听器，其设计宗旨是为那些听力损失程度从重度至极重度人群提供他们最需要的帮助。

Max 旨在使您拥有所需的全部功率优势以便全面发挥您的听力潜质。

Max 旨在为您提供更佳的语音理解度。

Max 旨在使您时刻听到周围的声音。

Max 旨在使您享受优美的音质。

Max 旨在使您远离恼人的反馈啸叫声。

了解更多Max，您会为此而感到高兴。





Adam 正佩戴着新款
Max Super Power mini

Max 理解 Max 感知

需要倾听语音以进行人际沟通和融入生活。需要感知周围的声音以便感觉舒适和安全。Max 可帮助实现以上两点的全部优势功能。

听得到更多声音

Max 将语音信号从听力主要受损区域转移到能听到的区域。

突出语音效果

无需放弃日常声音感知即可自动体验更佳的语音理解度。

无啸叫声的听觉环境

Max 提供足够的、需要的强劲功率，且不会产生恼人的啸叫声。

舒适感知

Max 可将突发的、大声降低至舒适级别，且不会干扰理解度。

重新享受无忧通话

无需额外配件即可在双耳中自动听到来电者的声音。



以实际尺寸展示 Max Super Power 和
Super Power mini，以便比较

Max 演绎自信

依靠助听器享受日常生活的时候，Max助听器诠释了可靠性的全新意义。

不怕被弄湿

无需担心被水管水流冲击或被雨水浇湿。Max可应对此种情形，因为它具有一种特殊的防护涂层。

不怕汗渍

汗水和油无法破坏 Max 和其涂层间的粘合剂。

不怕极端操作

无需担心跌落、撞击、温度上升、及去除头部的灰尘和污垢。Max 将会一如既往演示成功。

功率 无极限

使用 Max 提供的各种辅件
(另选), 可拓展聆听范围、控制
助听器, 享受更多生活乐趣。



轻松聆听

uDirect™ 2 无线伴侣将清晰的音频信号由蓝牙手机、电视机、FM 接收器和 MP3 播放器直接传递至双侧助听器。它还实现遥控器功能, 带来更多便捷。

轻松欣赏电视节目

uTV™ 2 电视伴侣以无线方式将立体声电视音频通过 uDirect 2 无线伴侣直接发送至两侧助听器。



智能控制

Max 提供两种遥控器（另选），以便自主掌控助听器。



居家安全且警觉

Smart Alert™ 系统使得电话、门铃和火警等重要居家警报能够直接传至您的助听器中。床头用振动器确保安全意识贯穿整夜。

了解更多Max

功能	Max 20	Max 6	Max E
音质	20频段， 音质卓越	6频段， 音质美好	6频段， 音质美好

程序选项			
自动程序	4	2	
手动程序	3	3	4
无线程序	3	3	

SP优势性能			
频率压缩	•	•	•
SmartFocus™ —智能聚焦 SP	具有用户自控 功能	•	•
低频增强	•	•	•

独特特性			
双耳电话	•		
LearnNow™	•		
AntiShock™	•	•	•

辅件（可选）			
遥控兼容性	•	•	•
uDirect™2	•	•	
uTV™2	•	•	
Smart Alert™ 智能警报系统	•	•	•

Max 更多优势，等待继续发掘。

同时提供多种颜色选择搭配肤色。



还有其他颜色的产品。图例所示色彩可能与实物颜色略有差别。

优利康深切关注听力损失人士。我们与听力保健专家紧密合作，力争为大家提供有针对性的先进听力解决方案。一切源于由爱而声的理念。

unitron.com/cn